

Site

Examinez tous les jours le site d'insertion, qui devrait rester visible, et le cathéter. Si vous notez la présence de rougeur, enflure, écoulement, douleur, bris ou retrait accidentel du cathéter, avisez aussitôt le personnel infirmier de votre CLSC ou de l'ICM.

Irrigation

Afin d'éviter que le cathéter ne bloque, il doit être rincé avec une solution saline stérile :

- avant et après l'administration de médication,
- après chaque prélèvement sanguin,
- une fois par semaine en l'absence de traitement.

Pansement

Le pansement et les tubulures de rallonge sont changés une fois par semaine ou, lorsque le pansement est souillé.

Le pansement doit être sec, propre et bien fixé à la peau.

L'administration de la médication, l'irrigation et le changement de pansement sont faits en collaboration avec le personnel infirmier de votre CLSC.



Avisez sans tarder le personnel infirmier de votre CLSC ou de l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM) si :

- rougeur, chaleur, douleur, enflure ou écoulement au niveau du site,
- bris ou retrait partiel/ complet accidentel du cathéter,
- fièvre (+ de 38°C),
- pansement n'est plus occlusif.


Références :

Gorski, L. A., Hadaway, L., Hagle, M. E., Broadhurst, D., Clare, S., Kleidon, T., Meyer, B. M., Nickel, B., Rowley, S., Sharpe, E. et Alexander, M. (2021). Infusion Therapy Standards of Practice, 8th Edition. Journal of Infusion Nursing, 44(1S).
<https://doi.org/10.1097/nan.0000000000000396>
RNAO.(2021).Accès vasculaire. Ligne directrice sur les pratiques exemplaires. 2e édition. Toronto, Ontario. 164 pages.

Développé par l'équipe en accès vasculaire de l'ICM, 2024



Cathéter central inséré par voie périphérique
(CCIVP [PICC Line])




► **Guide d'enseignement pour les patients nécessitant une thérapie intraveineuse à domicile**



INSTITUT DE
CARDIOLOGIE
DE MONTRÉAL

Description

Le PICC Line est un tube, aussi nommé cathéter, inséré dans une veine du bras qui va jusqu'à la jonction avant l'oreillette droite du cœur.



Indication

Il permet d'administrer des médicaments par voie intraveineuse et d'effectuer des prélèvements sanguins.

Il est indiqué chez les patients nécessitant une thérapie intraveineuse prolongée (antibiotique, chimiothérapie).

Procédure

L'insertion du PICC Line est une procédure stérile qui se fait par l'équipe en accès vasculaire, soit dans votre chambre ou dans une salle dédiée, ou en salle d'hémodynamie sous fluoroscopie (radiographie), par un médecin.

Une anesthésie locale de la peau est faite afin de prévenir la douleur.

Une carte d'identification avec les renseignements concernant votre PICC Line vous sera remise.

Retrait de cathéter

Le cathéter est retiré par le personnel infirmier lorsque votre médecin juge que votre thérapie intraveineuse est terminée.

Un pansement occlusif étanche est alors mis en place pour 48 heures. Après quoi, vous pourrez le retirer.

Entretien du PICC line

Important : Le lavage des mains est obligatoire, avant et après chaque manipulation du cathéter.

Activités

Vous pouvez poursuivre vos activités en portant attention aux mouvements du bras où se trouve le PICC Line. Évitez les sports de contact ou les activités exigeantes (évitiez de soulever des charges > 10 lbs).

Soins d'hygiène

Il est important de ne pas mouiller le pansement. Évitez de mettre le bras dans l'eau. Sous la douche, recouvrez votre bras d'une pellicule transparente « *Saran wrap* » et d'un sac de plastique collé à la peau avec un diachylon.

